



QUEL EST LE BUT DE CETTE INSTRUCTION

Le but de cette instruction est de décrire la méthodologie pour réaliser un prélèvement vaginal.



ETENDUE

Cette instruction s'applique aux prélèvements réalisés par un préleveur extérieur au laboratoire.



DEFINITIONS

PV : prélèvement vaginal



EQUIPEMENTS

- Salle isolée visuellement et phoniquement
- Table gynécologique munie d'étriers et d'une alèse en papier
- Lampe donnant un éclairage directif adapté
- Gants à usage unique
- Spéculum à usage unique ou en inox, de taille adaptée
- 1 écouvillon sec
- 1 écouvillon avec milieu de transport (milieu liquide à bouchon rose)
- 1 kit de prélèvement pour chlamydiae avec écouvillons et milieu de transport (tube à bouchon jaune)
- 1 écouvillon sec pour la réalisation du Mycoplasme, à décharger dans le milieu spécial de transport
- 1 flacon en verre (bouchon jaune) de milieu de transport pour Mycoplasmes à conserver au réfrigérateur avant prélèvement.

ATTENTION : Vérifier les dates de péremption du matériel avant ensemencement.
Tout le matériel se conserve entre 15-25°C SAUF LES FLACONS POUR MYCOPLASMES.



MODE OPERATOIRE

ETAPE 1 : PRELEVER DANS L'ORDRE

1- GERMES BANAUX, LEVURES, GONOCOQUES POUR CULTURE BACTERIOLOGIQUE/MYCOLOGIQUE

Prendre l'écouvillon avec milieu de transport et faire un prélèvement au niveau du vagin. Remettre l'écouvillon dans son étui, en cassant la tige de l'écouvillon et en revissant le bouchon de manière à ce que l'écouvillon s'emboîte dans le bouchon.



Photo 1 : Eswab rose



2- RECHERCHE SYSTEMATIQUE DE CHLAMYDIAE TRACHOMATIS PAR AMPLIFICATION GENIQUE (Cf Nomenclature des actes de biologie médicale) :

Utiliser le kit de prélèvement chlamydiae (BOUCHON JAUNE). Enlever l'excès de glaire ou de mucus au niveau du col avec un écouvillon si nécessaire (le plus gros). Jeter cet écouvillon. Effectuer le prélèvement au niveau de l'endocol avec l'écouvillon fin du Kit : tourner doucement l'écouvillon sur son axe 5 fois, dans un seul sens, à une profondeur de 1 à 1,5 cm. Retirer sans toucher la paroi vaginale. Casser l'écouvillon dans le milieu de transport.

Remarque : Votre Laboratoire SYNLAB OXABIO recherche systématiquement et gratuitement *Neisseria gonorrhoeae* par PCR lors de la recherche de *Chlamydiae Trachomatis*.



Photo 2 : Kit Chlamydiae trachomatis

3- MYCOPLASMES

Prendre :

- L'écouvillon sec  + Le milieu à bouchon jaune  (préalablement conservé à 4°C).

Faire un nouveau prélèvement au niveau de l'endocol. Puis décharger et essorer l'écouvillon dans le flacon à Mycoplasmes, qui peut ensuite être conservé à 15-25°C. Jeter ensuite l'écouvillon.

Remarque : La recherche de Mycoplasmes n'est effectuée que si elle est explicitement prescrite sur l'ordonnance. (Voir avis HAS 25 juillet 2022)

ATTENTION : La recherche de *Mycoplasma genitalium* se fait uniquement en PCR (même kit que les *Chlamydiae*. Voir photo 2) (Indications : voir avis HAS 25 juillet 2022) (Analyse HN)

ETAPE 2 : IDENTIFICATION DES ECHANTILLONS PRELEVES

Les échantillons doivent être identifiés de manière univoque avec nom, nom de naissance, prénom et date de naissance. Les renseignements cliniques utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse sont à inscrire sur la prescription ou un document annexe.

ETAPE 3 : ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE

Les échantillons prélevés doivent être acheminés le plus rapidement possible au Laboratoire sans excéder 12h, entre 15-25°C sauf pour les milieux pour culture de virus (bouchon rouge) qui doivent être conservés à 4°C.



CAS PARTICULIERS

RECHERCHE DE STREPTOCOQUES DU GROUPE B (STRB) EN FIN DE GROSSESSE

Réaliser 1 écouvillon (avec milieu de conservation liquide), la pose du spéculum n'est pas nécessaire. L'acheminement s'effectue dans les mêmes conditions que citées précédemment.



RECHERCHE D'HERPES SIMPLEX VIRUS HSV1/2 :

Gratter le plancher de la lésion avec un écouvillon et le décharger dans le milieu de transport pour virologie (disponible sur demande, tube à bouchon rouge) à placer à 4°C après ensemencement (la recherche par PCR n'est pas remboursée sauf primo-infection chez la femme enceinte).

